

ATLANTIS™

Atlantis™ Crown Abutment

Patientenindividuelle CAD/CAM-Abutments für verschraubte Einzelzahnversorgungen



Permanent gute Ergebnisse

Astra Tech Dental bietet Ihnen die Vorteile seiner patientenindividuellen Atlantis™ Abutments jetzt auch für verschraubte Einzelzahnversorgungen. Das Atlantis™ Crown Abutment wird ausgehend von der idealen Formgebung der Krone individuell gestaltet, sodass wie beim Atlantis™ Abutment für zementierte Versorgungen eine natürlichere Ästhetik erzielt werden kann. Verwenden Sie angussfähige Abutments für verschraubte Versorgungen, dann werden Atlantis™ Crown Abutments eine willkommene Ergänzung Ihres Angebotes sein, und Ihnen zusätzliche wirtschaftliche Vorteile für Ihr Labor, wie auch für Ihre Implantatpatienten bieten.

Für alle gängigen
Implantatsysteme

Entwickelt für optimale Ergebnisse

Mithilfe der patentierten Atlantis VAD™ (Virtual Abutment Design) Software wird das Atlantis™ Crown Abutment optimal gestaltet und bietet bestmögliche Funktion und Ästhetik für verschraubte Einzelzahnversorgungen.

Entdecken Sie die Flexibilität von Atlantis™.

Vielseitigkeit und Biokompatibilität

Das Atlantis™ Crown Abutment ist für alle Positionen im Mund indiziert und wird aus einem massiven Zirkondioxid-Rohling computergesteuert gefräst. Es ist aus biokompatiblen Zirkondioxid und in fünf Farbtönen, inklusive einer neuen transluzenten Ausführung, erhältlich, und bietet damit ideale Voraussetzungen für natürliche und ästhetische Implantatversorgungen.

Vereinfachte Verfahren

Für Dentallabore

Das Atlantis™ Crown Abutment ist eine effiziente und kostengünstige Lösung, bei der Angussverfahren, die Nachbearbeitung sowie der Einsatz von Edelmetallen entfallen.

Auch der zusätzliche Aufwand zum Erstellen von Köppchen für zementierte Abutments entfällt.

Für Zahnärzte

Verglichen mit zementierten Versorgungen wird ein Atlantis™ Crown Abutment als fertige Kronenlösung bereitgestellt, die in einem einzigen Schritt ohne Anpassungen oder die Verwendung von Zement eingesetzt wird. Die verschraubte Lösung lässt sich bei Bedarf leicht entfernen.



Das Atlantis™ Crown Abutment ist für optimale ästhetische Ergebnisse aus biokompatiblen Zirkondioxid in fünf Farbtönen erhältlich. Der transluzente Farbton (ganz links) ist ausschließlich dem Atlantis™ Crown Abutment vorbehalten.



Weitere Informationen zu den Atlantis™ Abutments für zementierte und verschraubte Versorgung und deren Vorteile finden Sie unter www.atlantisabutment.de.



Atlantis™ patientenindividuelle CAD/CAM Crown Abutments



Herkömmliches angussfähiges Abutment

Atlantis™ Crown Abutment im Vergleich zu herkömmlichen angegossenen Abutments

Im Gegensatz zu verschraubten Versorgung mit angegossenen Abutments, wird das Atlantis™ Crown Abutment aus biokompatiblen Zirkondioxid hergestellt. Der benötigte Zeitaufwand für das Angussverfahren, die Nachbearbeitung und die Kosten für den Einsatz von Edelmetallen entfallen.

Atlantis™ Crown Abutments werden unter Einsatz modernster Frästechnik hergestellt. So sind stets höchste Präzision und Qualität garantiert.

Für zusätzlichen Komfort werden die Atlantis™ Crown Abutments stets mit der entsprechenden Abutmentschraube geliefert.

Hinweis: Für optimale ästhetische Ergebnisse sollte der Schraubenkanal auf der lingualen oder palatinalen Fläche liegen.

Wir unterstützen Sie

Neben der großen Vielfalt und Flexibilität, die Ihnen patientenindividuelle Atlantis™ Abutments bieten, sorgt eine umfassende Garantie für zusätzliche Sicherheit.

Astra Tech deckt sowohl das Abutment als auch das Implantat* ab, sofern ein Implantatanbieter seine Garantie nicht erfüllt.


*Gemäß den Bedingungen der Atlantis™ Garantie.



ATLANTIS™

Atlantis BioDesign Matrix™

Atlantis™ umfasst mit der so genannten Atlantis BioDesign Matrix™ eine einzigartige Kombination aus vier grundlegenden Merkmalen. Gemeinsam unterstützen diese das Weichgewebemanagement und sorgen so für optimale Funktion und Ästhetik. Atlantis™ bietet Vorteile – für Zahntechniker, Zahnärzte und Implantatpatienten.



Atlantis VAD™

Gestaltung ausgehend von der idealen Formgebung der Krone. Die Software Atlantis VAD™ (Virtual Abutment Design) ermöglicht es, jedes Abutment in Relation zu den Nachbarzähnen und zur Gegenbeziehung zu gestalten, und sorgt so für hohe Präzision und eine natürlichere Ästhetik.

Natural Shape™

Abutmentform und Durchtrittsprofil basieren auf der individuellen Anatomie des Patienten. Die einzigartige anatomische Formgebung und das Durchtrittsprofil des Abutments fördern das Weichgewebemanagement und bieten so optimale Unterstützung und stabilen Halt für die endgültige Restauration.

Soft-tissue Adapt™

Optimale Unterstützung für Weichgewebe und Kronenaufnahme. Jedes Atlantis™ Abutment wird unter Berücksichtigung biologischer, anatomischer und mechanischer Parameter entworfen und bietet so hervorragende Bedingungen für die Weichgewebeausformung und die Kronenaufnahme.

Custom Connect™

Starker und stabiler Halt – individuelle Verbindung zu allen gängigen Implantatsystemen. Atlantis™ Abutments und Abutmentschrauben sind speziell für die verschiedenen Implantat-Verbindungssteile entwickelt und getestet und sorgen somit für optimalen Sitz, Stabilität und den gewünschten Erfolg.

Möchten Sie mehr über Atlantis™ Abutments erfahren, besuchen Sie unsere Homepage unter www.astratechdental.de und vereinbaren Sie einen Besuch mit einem/einer AußendienstmitarbeiterIn. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.atlantisabutment.de.

